

# M250

Cod. 09.3100.73

CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 250 CF 200



## Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

## Dati Tecnici

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Modello           | M250             |
| Capillari pistoni | CP250            |
| Confezione        | 200 pezzi (4x50) |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Modello | Capillari pistoni | Confezione         |
|------------|----------|---------|-------------------|--------------------|
| 09.3150.17 | M10      | M10     | CP10              | 2 vassoi 96 pezzi  |
| 09.3155.17 | M10      | M10     | preassemblati     | 10 vassoi 96 pezzi |
| 09.3150.57 | M100     | M100    | CP100             | 2 vassoi 96 pezzi  |
| 09.3155.57 | M100     | M100    | preassemblati     | 2 vassoi 96 pezzi  |
| 09.3100.73 | M250     | M250    | CP250             | 200 pezzi (4x50)   |

|            |       |       |               |                  |
|------------|-------|-------|---------------|------------------|
| 09.3100.88 | M1000 | M1000 | preassemblati | 200 pezzi (4x50) |
|------------|-------|-------|---------------|------------------|