

# FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13



Cod. 05.7513.02

Filtri per siringa con tubetto di uscita WHATMAN PURADISC PTFE Ø 13 mm  
porosità 0,2 µm conf. 50

## Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 10 ml, hanno un piccolo volume morto (< 25 µl) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

## Dati Tecnici

|                    |      |
|--------------------|------|
| Diametro (mm)      | 13   |
| Porosità (µm)      | 0,2  |
| Materiale          | PTFE |
| Tubetto di uscita  | Sì   |
| Sterile            | No   |
| Confezione (pezzi) | 50   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                 | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Materiale | Tubetto di uscita | Sterile | Confezione (pezzi) |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|---------|--------------------|
| 05.7713.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | Sì                | No      | 50                 |
| 05.7913.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | No      | 100                |
| 05.8224.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | No      | 2000               |
| 05.9213.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PVDF      | No                | No      | 500                |
| 05.7913.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | No      | 100                |
| 05.8225.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | No      | 200                |
| 05.9213.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | No      | 500                |
| 05.9113.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PVDF      | No                | Sì      | 50                 |
| 05.7513.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | Sì                | No      | 50                 |
| 05.8413.01 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,1           | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8413.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8226.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | No                | No      | 200                |
| 05.8313.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,2           | PTFE      | No                | No      | 500                |
| 05.8413.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8227.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PTFE      | No                | No      | 200                |
| 05.8313.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 0,45          | PTFE      | No                | No      | 500                |
| 05.8413.10 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 1             | PTFE      | No                | No      | 100                |
| 05.8235.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13            | 5             | PTFE      | No                | No      | 100                |

|            |                                          |    |      |                         |    |    |      |
|------------|------------------------------------------|----|------|-------------------------|----|----|------|
| 05.8241.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,1  | Nylon                   | No | No | 100  |
| 05.8213.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | PES                     | No | No | 100  |
| 05.8213.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | PES                     | No | No | 100  |
| 05.8013.02 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | Polisulfone             | No | Si | 50   |
| 05.8232.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Polisulfone             | No | Si | 50   |
| 05.8113.04 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Polisulfone             | No | No | 500  |
| 05.8230.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | Acetato di<br>cellulosa | No | No | 100  |
| 05.8853.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 25 | 25 | 0,2  | RC                      | No | No | 1000 |
| 05.8854.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 25 | 25 | 0,2  | RC                      | No | No | 200  |
| 05.8855.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 25 | 25 | 0,2  | RC                      | No | No | 50   |
| 05.8852.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | RC                      | No | No | 500  |
| 05.8851.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,45 | RC                      | No | No | 100  |
| 05.8850.99 | FILTRI SIRINGA<br>WHATMAN<br>PURADISC 13 | 13 | 0,2  | RC                      | No | No | 500  |