

# BOTTIGLIA PP CON TIOSOLFATO

Cod. 07.7265.88

Flacone sterile in PP per microbiologia ml 1000 con sodio tiosolfato (10 mg)  
confezione 72 pezzi



## Descrizione

Bottiglie graduate sterili per il campionamento delle acque.

Le bottiglie per campionamento acque LP in PP traslucido e tappo sono prodotte esclusivamente con materie prime vergini e sono leggere, stabili e maneggevoli grazie alla sezione quadrata a spigoli arrotondati: ottimizzano il confezionamento ed il trasporto, riducendo sensibilmente lo spazio occupato.

Progettate per il campionamento delle acque da analizzare si distinguono per la loro buona trasparenza che consente un preciso controllo della quantità di acqua introdotta e dell'eventuale presenza di alghe o sedimenti.

La bocca delle bottiglie è adeguatamente larga per prevenire il rischio di contaminazioni in fase di riempimento.

Sono sterilizzate a raggi gamma a 10<sup>-6</sup> SAL: la sterilità è garantita fino al momento della rottura del sigillo di sicurezza e all'apertura del tappo.

L'etichetta contiene tutte le informazioni per una facile rintracciabilità del campione come numero di lotto, data di scadenza, codice a barre e campi di identificazione.

## Dati Tecnici

|                     |      |
|---------------------|------|
| Capacità (ml)       | 1000 |
| Dimensioni (H mm)   | 175  |
| Diametro tappo (mm) | 50   |
| Confezione (pezzi)  | 72   |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Predosate con sodio tiosolfato (20 mg) | sì |
|----------------------------------------|----|

Varianti

| Codice     | Prodotto                      | Capacità (ml) | Dimensioni (H mm) | Confezione (pezzi) | Predosate con sodio tiosolfato (20 mg) |
|------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 14.7134.99 | BOTTIGLIA PP CON TIOSOLFATO   | 125           | 92                | sì                 | 350                                    |
| 07.7265.73 | BOTTIGLIA PP CON TIOSOLFATO   | 250           | 115               | 216                | sì                                     |
| 07.7265.79 | BOTTIGLIA PP CON TIOSOLFATO   | 500           | 145               | 120                | sì                                     |
| 07.7265.88 | BOTTIGLIA PP CON TIOSOLFATO   | 1000          | 175               | 72                 | sì                                     |
| 14.7135.99 | BOTTIGLIA PP SENZA TIOSOLFATO | 125           | 92                | 350                | no                                     |
| 07.7266.73 | BOTTIGLIA PP SENZA TIOSOLFATO | 250           | 115               | 216                | no                                     |
| 07.7267.79 | BOTTIGLIA PP SENZA TIOSOLFATO | 500           | 145               | 120                | no                                     |
| 07.7268.99 | BOTTIGLIA PP SENZA TIOSOLFATO | 1000          | 175               | 72                 | no                                     |